

L'identification de substances narcotiques

Les tests d'identification NARK®II permettent à l'enquêteur d'identifier facilement et rapidement les substances suspectées d'être des drogues, narcotiques ou/et hallucinogènes.

Chaque test comporte une codification colorimétrique. Les réactifs chimiques sont conditionnés dans des ampoules en verre scellées. Prêts à l'emploi, ils éliminent toute action de dosage ou de mélange entre produits. Pas de date de péremption.

Facile à utiliser et à transporter, les tests NARK®II permettent d'identifier 28 substances.

Mallettes NARK®II

Référence	Caractéristiques
NARK200MK	Mallette 130 tests (2 btes de test 1 & 5, 1 bte de test 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 15 + neutralisateur)
NARK200IK	Mallette internationale 130 tests (1 bte de test 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11,12, 13, 14, 15 + neutralisateur)
NARK200CD	Mallette douanes 50 tests (1 bte de test 1, 4, 7, 10, 15)
NARK200MEG	Mallette 50 tests (1 bte de test 1, 4, 7, 11, 15)
NARK24PAK	Mallette 24 tests (4 tests 1, 11, 15 + 6 tests 5, 7)
NARK200PK	Mallette 16 tests (2 tests 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 15 + neutralisateur)
NARK200BK	Mallette 6 tests (portable, fixation ceinture) (2 tests 5, 7, 15 + neutralisateur)

Tests NARK®II

Référence	Test	Caractéristiques
NARK2001	01	Alcaloïdes d'opium (10)
NARK2002	02	Héroïne, morphine (10), confirmation du 01
NARK2003	03	Barbituriques (10)
NARK2004	04	LSD (10)
NARK2005	05	Marijuana, Hashish, THC (10)
NARK2006	06	Neutralisateur en bouteille (30ml)
NARK200N	00	Neutralisateur (boite de 10)
NARK2007	07	Cocaïne salts (HCL), cocaïne base (crack) (10)
NARK2008	08	Méthadone (10)
NARK2009	09	PCP & méthaqualone (10)
NARK20010	10	Codéine, héroïne, oxycodone (10)
NARK20011	11	Toute héroïne (10)
NARK20012	12	Talwin (pentazocine) (10)
NARK20013	13	Ephédrine (10)
NARK20014	14	Valium, Rohypnol, kétamine (10)
NARK20015	15	Méthamphétamine & MDMA (10)
NARK20019	19	Alcaloïdes narcotiques (10)
NARK20020	20	Marijuana (graines et plante) (10)
NARK20021	21	GHB (5)
NS20150		Buvard cocaïne (50)



NS20150

Tel:01 39 13 59 85 - Fax:01 39 13 70 07 - www.gbr-criminalistique.com

CATALOGUE GENERAL 2011

MARK® II Progressive System of Drug Identification



Initiate progressive field testing with the Marquis Reagent, Test 01. Note color(s) and proceed to the next reagent indicated for that substance. Example: Heroin generates a purple in Test 01. Next, go to one of the confirming tests 02, 10 or 11. Heroin is presumptively identified in Test 11 after a dark green color is generated following the breakage of the right ampoule. Note: Squares without color indicate no color develops in that stage of the test. For amplified instructions, reference NARK® II operator's manual.

	01 Marquis	02 Nitric Acid	03 Dille-Koppanyi	04 LSD Reagent (Erich's)	05 Duquenois-Lovine	07 Scott Reagent (modified)	08 Methuone	09 PCP	10 Special Opiates	11 Heroin Mecke's (modified)	12 Talin	13 Ephedrine	14 Valium, Meprob & Methcathinone	15 Meth-amphetamine	19 Mayer's Reagent	20 KN (Fast Blue Salts) Reagent	21 GHB Reagent
Amphetamines	Orange																
Barbiturates	White																
Benzocyclohex	Blue								Blue								
Cocaine	White					Blue											
Cocaine	Blue	Orange				Blue			Blue								
DMT	Yellow	Yellow															
Ephedrine											Blue						
GHB																	Green
Heroin	Purple	Yellow							Green	Green							
Ketamine													Purple				
LSD	Orange	Orange		Purple					Blue								
MDA	Orange	Yellow							Blue								
MDMA	Purple	Yellow							Green	Purple				Red			
Mescaline	Orange	Pink							Orange					Blue			
Methadone	White						Blue										
Methamphetamine	Orange	Yellow															
Methcathinone													Red				
Mephedrone	Orange								Orange								
Methamphetamine	White																
MMDA	Orange	Orange												Pink			
Morphine	Blue	Orange							Blue								
Oxycodone									Yellow								
PCP	White								Blue								
Picloridin	Yellow	Orange															
Ribupresol																	
Talin											Purple						
Valium																	

GBR CRIMINALISTIQUE

New Les tests des dépistage DRUGWIPE® - sueur, salive et surface

Ils détectent et identifient de manière fiable la présence de stupéfiant sur un objet et/ou permettent de lever un doute sur un individu soupçonné d'usage de stupéfiants.

Ces tests de drogue s'utilisent en toute sécurité sur des surfaces mais aussi sur de la sueur (épiderme) ou de la salive.

Le dépistage de drogue est réalisé grâce à la présence d'agents réactifs hautement spécialisés (anticorps) capables de reconnaître et d'identifier la présence des substances recherchées.

Les substances suspectes sont récupérées par simple frottement (sur la surface ou l'individu), une quantité infime de drogue suffit au dépistage. Le procédé est simple, rapide, sans le moindre risque pour l'environnement et l'utilisateur.

Tous les tests de drogue DrugWipe® comportent une bande de contrôle qui assure la fiabilité de la lecture.



S-002DW1

Tests Drugwipe®

Référence	Nom du produit	Drogue recherchée
Tests simples (1 drogue)		
S-001DW1	DrugWipe I CAN	Cannabis
S-002DW1	DrugWipe I COC	Cocaïne
S-003DW1	DrugWipe I OPI	Opiacés
S-004DW1	DrugWipe I AMP	Amphétamines / Méthamphétamines (MDMA, Ecstasy)
Tests doubles (2 drogues)		
S-0014-TW2	DrugWipe Twin CAN/AMP	Cannabis / Amphétamines
S-0023-TW2	DrugWipe Twin COC/OPI	Cocaïne / Opiacés
Test multiple (5 drogues)		
S-008DW5	DrugWipe 5 (CAN, AMP, OPI, COC)	Cannabis / Amphétamines (Ecstasy- Méthamphétamines) / Cocaïne / Opiacés

Tel:01 39 13 59 85 - Fax:01 39 13 70 07 - www.gbr-criminalistique.com

CATALOGUE GENERAL 2011

New Les tests D.TecT[®] - Dépistage de drogue dans l'urine

La gamme de produits D.TecT[®] permet le dépistage rapide et fiable de stupéfiants dans l'urine.

Dans l'urine, l'usage de stupéfiants peut-être dépisté des heures, voire des jours après la prise. Si une réaction positive au test de drogue urinaire ne permet pas d'affirmer que la personne testée soit encore sous l'effet de la substance prohibée, elle indique cependant un usage de stupéfiants. Pour prouver un effet réel (impossibilité de prendre le volant ou incapacité de travail par exemple), on utilisera les tests de drogue salivaires .

Les tests D.TecT[®] permettent le dépistage d'une ou plusieurs substances suspecte. Ils sont utilisés avec succès par les forces de police, les douanes, les cliniques et des structures privées ou des particuliers.

Chaque test possède une ligne de contrôle. Résultat en 5 minutes.



Tests D.TecT[®]

Référence	Nom du produit	Seuil de détectabilité
Tests simples (standard) 1 drogue - bandelettes ou pipettes		
S-U2101	D.TecT test simple AMP (Amphétamines)	1 000ng/ml
S-U2106	D.TecT test simple COC (Cocaïne)	300ng/ml
S-U2110	D.TecT test simple XTC (Ecstasy / MDMA)	500ng/ml
S-U2111	D.TecT test simple MOR (Morphine / opiacés)	300ng/ml
S-U2113	D.TecT test simple OPC (Opiacés)	2 000ng/ml
S-U2117	D.TecT test simple THC (THC / Marijuana)	50ng/ml
Test multiple (standard) 5 drogues - bandelettes ou pipettes		
S-U12305	D.TecT test multiple COC/MOR/AMP/MET/THC (Cocaïne / Morphine / Amphétamine / Méthamphétamines / THC)	
Plusieurs combinaisons possibles. Nous consulter.		