

GBR CRIMINALISTIQUE

Les tests des dépistage DRUGWIPE® - sueur, salive et surface

Ils détectent et identifient de manière fiable la présence de stupéfiant sur un objet et/ou permettent de lever un doute sur un individu soupçonné d'usage de stupéfiants.

Ces tests de drogue s'utilisent en toute sécurité sur des surfaces mais aussi sur de la sueur (épiderme) ou de la salive.

Le dépistage de drogue est réalisé grâce à la présence d'agents réactifs hautement spécialisés (anticorps) capables de reconnaître et d'identifier la présence des substances recherchées.

Les substances suspectes sont récupérées par simple frottement (sur la surface ou l'individu), une quantité infime de drogue suffit au dépistage. Le procédé est simple, rapide, sans le moindre risque pour l'environnement et l'utilisateur.

Tous les tests de drogue DrugWipe® comportent une bande de contrôle qui assure la fiabilité de la lecture.



S-002DW1

Tests Drugwipe®

Référence	Nom du produit	Drogue recherchée
Tests simples (1 drogue)		
S-001DW1	DrugWipe I CAN	Cannabis
S-002DW1	DrugWipe I COC	Cocaïne
S-003DW1	DrugWipe I OPI	Opiacés
S-004DW1	DrugWipe I AMP	Amphétamines / Méthamphétamines (MDMA, Ecstasy)
Tests doubles (2 drogues)		
S-0014-TW2	DrugWipe Twin CAN/AMP	Cannabis / Amphétamines
S-0023-TW2	DrugWipe Twin COC/OPI	Cocaïne / Opiacés
Test multiple (5 drogues)		
S-008DW5	DrugWipe 5 (CAN, AMP, OPI, COC)	Cannabis / Amphétamines (Ecstasy- Méthamphétamines) / Cocaïne / Opiacés

Tel:01 39 13 59 85 - Fax:01 39 13 70 07 - www.gbr-criminalistique.com

CATALOGUE GENERAL 2012