

GBR CRIMINALISTIQUE


Les tests D.TecT® - Dépistage de drogue dans l'urine

La gamme de produits D.TecT® permet le dépistage rapide et fiable de stupéfiants dans l'urine.

Dans l'urine, l'usage de stupéfiants peut-être dépisté des heures, voire des jours après la prise. Si une réaction positive au test de drogue urinaire ne permet pas d'affirmer que la personne testée soit encore sous l'effet de la substance prohibée, elle indique cependant un usage de stupéfiants. Pour prouver un effet réel (impossibilité de prendre le volant ou incapacité de travail par exemple), on utilisera les tests de drogue salivaires .

Les tests D.TecT® permettent le dépistage d'une ou plusieurs substances suspecte. Ils sont utilisés avec succès par les forces de police, les douanes, les cliniques et des structures privées ou des particuliers.

Chaque test possède une ligne de contrôle. Résultat en 5 minutes.



Tests D.TecT®

Référence	Nom du produit	Seuil de détectabilité
Tests simples (standard) 1 drogue - bandelettes ou pipettes		
S-U2101	D.TecT test simple AMP (Amphétamines)	1 000ng/ml
S-U2106	D.TecT test simple COC (Cocaïne)	300ng/ml
S-U2110	D.TecT test simple XTC (Ecstasy / MDMA)	500ng/ml
S-U2111	D.TecT test simple MOR (Morphine / opiacés)	300ng/ml
S-U2113	D.TecT test simple OPC (Opiacés)	2 000ng/ml
S-U2117	D.TecT test simple THC (THC / Marijuana)	50ng/ml
Test multiple (standard) 5 drogues - bandelettes ou pipettes		
S-U12305	D.TecT test multiple COC/MOR/AMP/MET/THC (Cocaïne / Morphine / Amphétamine / Méthamphétamines / THC)	
Plusieurs combinaisons possibles. Nous consulter.		

Tel:01 39 13 59 85 - Fax:01 39 13 70 07 - www.gbr-criminalistique.com

CATALOGUE GENERAL 2012