

## Traces de pas

Visibles ou non à l'œil nu, des empreintes de pas peuvent être présentes sur la scène de crime.

### Le kit électrostatique pour traces de pas


Cet appareil attire les particules déposées sur le sol par la semelle des chaussures. L'empreinte de pas se transfère sur la feuille de prélèvement.



Référence	Désignation	Dimensions
ESP900	<u>Contenu du kit :</u> Appareil de contrôle du voltage électrostatique Plaque en acier nickelé 10,2 x 15,2cm Plaque isolante en polycarbonate 12,7 x 17,8cm Rouleau isolant Câble de décharge statique Feuilles métallisées pour prélèvement (5)	Mallette de transport en copolymère noir dim. 31 x 23 x 10cm
ESP902	Feuilles de prélèvement (10)	60 x 90cm
ESP905	Rouleau de prélèvement	30cm x 7m

### Les transferts pour traces de chaussures

Les transferts de pas caoutchoutés et gélatineux épousent parfaitement les surfaces rugueuses, ceux en acrylique permettent de prélever des empreintes de pas sur des sols lisses.



Référence	Désignation	Dimensions
647C100	Transferts caoutchoutés pour chaussure (1 noir + 1 blanc)	38 x 15cm
FR001	Transferts acryliques transparents (12) pour chaussures	38 x 15cm
FR001WH	Transferts acryliques blancs (12) pour chaussures	38 x 15cm
FR001BL	Transferts acryliques noirs (12) pour chaussures	38 x 15cm
GLT201W	Transferts gélatineux blancs (2) pour traces de pas	36 x 13cm
GLT201B	Transferts gélatineux noirs (2) pour traces de pas	36 x 13cm

## **New** Vaccum box - Electrostatique

Révèle les marques d'écriture ou traces de pas sur papier , récupérées sur la scène de crime.



Les traces **d'écritures invisibles sur papier deviendront visibles**, les **traces de pas** déposées sur du papier apparaitrons. Les documents originaux ne seront pas endommagés .N'altère pas les traitements pour recherche d'empreintes digitales

Simple d'utilisation , consommables et accessoires disponibles individuellement .

Deux modèles possibles,

Caractéristiques	
<b>VACCUM BOX –IW-</b> Pour développer les écritures sur papier	<b>VACCUM BOX—A</b> Pour développer les empreintes de chaussure et marques d'écriture sur papier
Vacuum box Unité corona Film plastique Type IW . Rouleau 0.4x500m Poudre de développement Pinceau Film adhésif 24 feuilles 25x35 Alimentation 240/120 V AC.24 V DC	Vacuum box Vaccum plateau (35c39cm) Vaccum pompe Unité corona Film plastique Type IW . Rouleau 0.4x500m Film plastique Type SP . Rouleau 0.4x100m Poudre de développement 75g Pinceau Film adhésif 24 feuilles 25x35 Alimentation 240/120 V AC.24 V DC
Dim . 390 x350x160 mm - poids 10Kg Réf: VACB-IW	Dim . 390 x350x160 mm - poids 10Kg Réf. VACB-A

Tel: 01 39 13 59 85 - Fax:01 39 13 70 07 - [www.gbr-criminalistique.com](http://www.gbr-criminalistique.com)

**CATALOGUE GENERAL 2021**