

L'identification de substances narcotiques

Les tests d'identification NARK®II permettent à l'enquêteur d'identifier facilement et rapidement les substances suspectées d'être des drogues, narcotiques ou/et hallucinogènes.

Chaque test comporte une codification colorimétrique. Les réactifs chimiques sont conditionnés dans des ampoules en verre scellées. Une faible quantité de produit suspect suffit à l'identification. Prêts à l'emploi, ils éliminent toute action de dosage ou de mélange entre produits.

NARK®II identifie 31 substances réparties sur 6 groupes de drogues (cannabis, dépresseurs, hallucinogènes, narcotiques, stimulants, synthétiques).

Mallettes NARK®II

Les mallettes narcotiques regroupent plusieurs tests correspondant aux substances les plus fréquemment rencontrées. Il vous sera possible par la suite de compléter votre mallette avec les tests de votre choix.



NARK200MK



NARK200BK

Référence	Caractéristiques
NARK200MK	Mallette 130 tests (2 boîtes de test 1 & 5, 1 boîte de test 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 15 + neutralisateur)
NARK200IK	Mallette internationale 130 tests (1 boîte de test 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 + neutralisateur)
NARK200CD	Mallette douanes 50 tests (1 boîte de test 1, 4, 7, 10, 15)
NARK200MEG	Mallette 50 tests (1 boîte de test 1, 4, 7, 11, 15)
NARK24PAK	Mallette 24 tests (4 tests 1, 11, 15 + 6 tests 5, 7)
NARK200PK	Mallette 16 tests (2 tests 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 15 + neutralisateur)
NARK200BK	Mallette 6 tests (portable, fixation ceinture) (2 tests 5, 7, 15 + neutralisateur)



NARK24PAK

Tel: 01 39 13 59 85 - Fax: 01 39 13 70 07 - www.gbr-criminalistique.com

CATALOGUE GENERAL 2022

GBR CRIMINALISTIQUE

Tests individuels selon substances présumées. Chaque boîte contient plusieurs tests à usage unique.



Tests NARK® II

Référence	Test	Caractéristiques
NARK2001	01	Alcaloïdes d'opium (10 tests)
NARK2002	02	Héroïne, morphine (10 tests), confirmation du 01
NARK2003	03	Barbituriques (10 tests)
NARK2004	04	LSD (10 tests)
NARK2005	05	Marijuana, Hashish, THC (10 tests)
NARK2006	06	Neutralisateur en bouteille (30ml)
NARK200N	00	Neutralisateur (boite de 10 sachets)
NARK2007	07	Cocaïne salts (HCL), cocaïne base (crack) (10 tests)
NARK2008	08	Méthadone (10 tests)
NARK2009	09	PCP & méthaqualone (10 tests)
NARK20010	10	Codéine, héroïne, oxycodone (10 tests)
NARK20011	11	Toute héroïne (10 tests)
NARK20012	12	Talwin (pentazocine) (10 tests)
NARK20013	13	Ephédrine (10 tests)
NARK20014	14	Valium, Rohypnol, kétamine (10 tests)
NARK20015	15	Méthamphétamine & MDMA (10 tests)
NARK20019	19	Alcaloïdes narcotiques (10 tests)
NARK20020	20	Marijuana (graines et plante) (10 tests)
NARK20021	21	GHB (5 tests)
NARK20022	22	Méthadone (10 tests)
NARK20030	30	Psilocybine/psilocine (champignons) (10 tests)
NARK20031	31	Méthamphétamine/morphine (10 tests)
NS20150		Buvar cocaïne (lot de 50)

Devant l'augmentation de la consommation de cathinone et cannabinoïde et autres **drogues de synthèse** Sirchie a développé une série de **tests réactifs à ces substances**.

Tests NARK® II pour drogues synthétiques



Référence	Test	Caractéristiques
NARK20023	23	Cannabinoïdes synthétiques (indole seul) (5 tests)
NARK20024	24	MDPV (cathinones synthétiques) (10 tests)
NARK20025	25	Méphédrone (cathinones synthétiques) (10 tests)
NARK20026	26	a-PVP (cathinones synthétiques) (10 tests)
NARK20029	29	2C-B, 2C-C, 2C-E, 2C-I, 2C-N, 2C-T7 (10 tests)
NARK2033	33	Fentanyl—Acetyl-fentanyl (10 tests)

Tel: 01 39 13 59 85 - Fax: 01 39 13 70 07 - www.gbr-criminalistique.com

CATALOGUE GENERAL 2022