

Les encresurs

Les procédés d'encreur sont nombreux et utilisent différentes matières (céramique, porelon, etc...) Votre choix sera fonction du nombre et du type d'encreurs à effectuer.



EZID300



PI30 PALM



FPT267PALM



EZID200



EZID100



FPT265

Référence	Désignation	Caractéristiques
EZID100	Tampon encreur céramique microporeuse (1 200 monoprisés)	Modèle rond Ø 3,75 cm
EZID200	Tampon encreur céramique microporeuse (4 800 monoprisés)	Modèle rond Ø 4,25 cm
EZID300	Tampon encreur céramique microporeuse (16 000 monoprisés)	Modèle rectangulaire de 13 x 7,5 cm
PI30 PALM	Tampon encreur pour empreintes palmaires (5 000 empreintes palmaires ou 16 000 empreintes de doigts)	Dim. 15 x 11 cm
FPT265	Tampon porelon (3 000 monoprisés)	Dim. 16 x 7,6 cm
FPT268A	Recharge encrée compatible avec FPT265	
FPT266PALM	Tampon encreur pour empreintes palmaires (porelon) 8 500 monoprisés	Dim. 15 x 11 cm
FPT267PALM	Tampon encreur pour empreintes palmaires (porelon) 2 000 monoprisés	Dim. 20 x 16 cm

GBR CRIMINALISTIQUE

Les tampons acides aminés et huiles sébacées permettent de créer des empreintes tests consistantes et parfaites, afin de tester vos techniques de développement d'empreintes.

Sur certains sujets il est parfois difficile d'obtenir des empreintes digitales lisibles.

Le stick EZ-SCAN (solution non-toxique) permet d'hydrater la peau. Les **empreintes digitales ou palmaires** prises à l'aide d'un tampon encreur ou d'un scanner seront ainsi plus contrastées et de meilleure qualité. *Cette solution est parfaite pour restaurer les crêtes papillaires des cadavres avant de prendre l'empreinte.*

Le tampon PRE-SCAN permet d'appliquer une quantité idéale de solution sur la peau afin d'obtenir le meilleur contact entre les doigts et la vitre du scanner. L'empreinte digitale scannée sera ainsi de qualité.

Les lingettes PRE-SCAN préparent et humidifient les crêtes papillaires avant d'être scannées.



EZ-SCAN01



EZ2791 et EZ2792



PS5i




FPT256

Référence	Désignation	Caractéristiques
EZ2791	Tampon acides aminés	Ø 3,75 cm
EZ2792	Tampon huiles sébacées	Ø 3,75 cm
FPT256	Lingettes humidifiantes pre-scan (100)	
PS5i	Tampon pre-scan (500 prises)	Dim. 3,75 x 5,63cm
EZSCAN01	Stick EZ-SCAN	Non toxique

GBR CRIMINALISTIQUE

Plaques à encreur



PIP100H



SUP2 et SUP4



SIS3104C



231T



FPT262

Référence	Désignation	Caractéristiques
SIS3104C	Bandes pré-encreées (50)	Dim. 25 x 7,5 cm Capacité : 100 monoprièses
FPT258	Plaque à encreur en acier inoxydable poli et percée de chaque côté	Longueur 25,4 cm x largeur 10,2 cm
FPT260	Plaque à encreur en acier inoxydable poli et percée de chaque côté	Longueur 30,5 cm x largeur 12,7 cm
FPT205	Plaque à encreur en verre	Longueur 25 cm x largeur 10cm Epaisseur 5mm
FRR200	Rouleau de remplacement 5 cm	Compatible FPT262
FRR300	Rouleau de remplacement 7,6 cm	Compatible FPT262A
FRR400	Rouleau de remplacement 10 cm	Compatible FPT262B
FPT262	Rouleau encreur en caoutchouc avec poignée en plastique moulé noir	Largeur du rouleau : 5 cm
FPT262A	Rouleau encreur en caoutchouc avec poignée en plastique moulé noir	Largeur du rouleau : 7,6 cm
FPT262B	Rouleau encreur en caoutchouc avec poignée en plastique moulé noir	Largeur du rouleau : 10 cm
230T	Tube d'encre "spécial empreintes"	Tube de 50g (60ml)
231T	Tube d'encre "spécial empreintes"	Tube de 100g (118ml)
SUP2	Encre liquide Supremlnk	Tube de 59ml
SUP4	Encre liquide Supremlnk	Tube de 118ml
PIP100H	Rouleau porelon pré-encre	Largeur rouleau : 7,5 cm
PIP100R	Rouleau de remplacement pour PIP100H	Largeur rouleau : 7,5 cm
PM283PIPH	Rouleau porelon pré-encre	Largeur rouleau : 3 cm
PM283PIPR	Rouleau de remplacement pour PM283PIPH	Largeur rouleau : 3 cm
FPT250	Nettoyant liquide et rapide pour plaques, rouleaux et bureaux	Bidon de 1 litre
FPT254	Serviettes nettoyantes (100)	

GBR CRIMINALISTIQUE



FPT500S



FPT264



PMFT02

Référence	Descriptifs	Caractéristiques
FPT500S	Bureau prise d'empreintes avec pied Spécialement conçu pour l'anthropométrie, ce modèle standard est livré avec : 1 tube d'encre de 50g 230T 1 boîte de 100 serviettes nettoyantes pour rouleaux et plaques 1 rouleau encreur FPR300 (7,5 cm) 1 boîte de 100 serviettes nettoyantes FPT254 2 pince-cartes FPT263 (format A4) 1 plaque à encreur (25 x 10 cm) FPT258 Le plan de travail est en aluminium peint, le pied est en acier peint lesté. Autres modèles sur demande.	Dim. 89 x 28 x 100 cm Poids : 13 kg
FPT275APIP	Bureau prise d'empreintes (sans pied)	Dim. 89 x 28 x 25,7cm Poids : 5,6 kg
FPT264	Pince cartes Base est en acier nickelé, le châssis supérieur en aluminium. Compatible au format 21 x 29,7 cm avec pattes latérales percées pour fixation sur bureau .	Dimensions hors tout : L 27,5 cm x l 9 cm x E 2,8 cm
FC345R	Cartes-bandes main droite à 5 doigts (100)	Dimensions : 20,3 x 4 cm
FC345L	Cartes-bandes main gauche à 5 doigts (100)	Dimensions : 20,3 x 4 cm
PM283	Spatule post-mortem avec tampon encreur carré intégré et couvercle de protection. Acier nickelé	Dimensions : 15 x 4,6 cm
PM283P	Recharge carrée encreur pour PM283	
PMFS500	Jeu de 3 outils de redressement des membres, avec six orifices de diamètres différents. Longueur de la prothèse : 15 cm. Les 3 prothèses sont livrées dans un étui en nylon noir.	
PMNS60	Prothèse post-mortem - Support de bandes dactylaires Acier granulé noir	Dimensions : 14,4 x 3,75 cm
AP300PIP	Rouleau de transferts palmaires	
PMFT02	Trousse post-mortem Elle comprend un nécessaire d'articles : 12 cartes-bandes à 5 doigts main gauche FC345L1 12 cartes-bandes à 5 doigts main droite FC345R1 12 serviettes nettoyantes FPT2541 1 spatule post-mortem d'encreur PM283 1 jeu de 3 outils de redressement PMFS500 1 support de bandes dactylaires PMNS60	Dim. 21,6 x 14 x 8 cm Poids : 700g

Tel:01 39 13 59 85 - Fax:01 39 13 70 07 - www.gbr-criminalistique.com

CATALOGUE GENERAL 2012