

Moulages et traces de pas

Plâtres, pâte fluide bi-composante, silicones ou transferts, le choix se fera en fonction de la taille, du type de traces et du support de celle-ci.

Les silicones



Référence	Désignation	Caractéristiques
KJ008	Mikrosil blanc	Tube de 200g
KJ009	Mikrosil noir	Tube de 200g

Le moulage d'empreintes siliconé



Référence	Caractéristiques
PVS200	KIT FORENSIC DE MOULAGE d'empreintes ultra-simplifié. Pâte fluide bi-composante s'applique sans préparation sur la zone à mouler (50ml) Mallette composée de : 1 pistolet 1 cartouche blanche (50ml) 1 cartouche transparente (50ml) 1 cartouche marron (50ml) 24 embouts applicateurs 10 spatules en bois

Plâtre classique et châssis de moulage

Référence	Désignation
ZMP100	Plâtre Zipmix (Kit 1 empreinte chaussure adulte)
FCF100	Châssis de moulage petit modèle Hauteur 7,5 cm - Longueur pliée 30 cm - Longueur dépliée 46 cm
FCF200	Châssis de moulage grand modèle Hauteur 7,5 cm - Longueur pliée 46 cm - Longueur dépliée 61 cm

ZMP100

FCF100
FCF200

647C100

Les transferts pour traces de chaussures

Référence	Désignation	Caractéristiques
FR001	Transferts acryliques (12) pour chaussures	Dimensions : 38 x 15 cm
647C100	Transferts caoutchoutés pour chaussure (1 noir + 1 blanc)	Dimensions : 38 x 15 cm
647C101	Spray nettoyant pour 647C100	

Kit de moulages et support photo



BIF100

Descriptif de la trousse 640C

Elle contient le nécessaire pour moulages de traces de pas et pneus dans la neige, la boue, le sable etc. . .

2 pots de silicone liquide (450g) 634C
 1 pot de solution pour affiner le silicone (473ml) 636C
 2 tubes de catalyseur - durcisseur TM1
 1 aérosol d'agent nettoyant (177 ml) SRA10
 1 bol caoutchouc de 11 cm 642C
 1 bol caoutchouc de 12 cm 643C
 1 bol caoutchouc de 13 cm 644C
 1 spatule en acier 17,5 cm KCP155
 1 cuillère -louche de mélange KCP142
 1 brosse surfacique KCP200
 1 aérosol de laque sur neige SP1000

1 pot de produit de sous-couche (236ml) 639C4
 1 pot de produit durcisseur (1 kg) 638C32
 1 ruban mètreur de 30 mètres SK900
 25 étiquettes avec ficelle 608E1
 1 spray de nettoyant (473ml) 638Y
 1 châssis aluminium FCF100

Dimensions de la mallette :
 43,2 x 33 x 19 cm
 Poids : 7,5 kg

Kit de moulage BIO-FOAM BIF100

Kit en mousse rapide et facile pour impression de semelle de chaussure. Usage unique.

Spray durcisseur et fixateur 638CA

Il permet de fixer l'empreinte avant moulage. Il préserve les détails de l'empreinte.

Support pour appareil photo UPS100M monté sur un châssis en acier comportant un bras extensible avec fixation pour appareil-photo. Robuste, stable et facile de rangement. Kit vendu avec 4 réglets magnétiques blancs en centimètres.



Référence	Descriptif
UPS100M	Support photo avec échelle centimétrique
UPS102W	Jeu de 4 réglets magnétiques blancs
UPS102B	Jeu de 4 réglets magnétiques noirs