

# GBR CRIMINALISTIQUE

## La détection, l'identification et la restructuration



Référence	Caractéristiques
TMDT100	<p><b>Trousse de Détection de " Tenue d'Arme "</b>            Ses réactifs chimiques détectent et colorent la présence de traces métalliques au contact d'armes de poing, d'armes blanches, outils divers. L'examen se fait sous U. V. à onde courte.            La mallette contient :            12 serviettes nettoyantes FPT254            1 flacon aérosol vide 118 ml            1 lampe U. V. onde courte (4 W) avec piles            4 pots de réactif TMDT01</p> <p>Dimensions : 31 x 18 x 14 cm - Poids : 1,3 kg.</p>
MNR100	<p><b>Trousse de restructuration n° de série</b>            Elle permet des travaux sur armes, châssis de véhicules et autres objets gravés .            La mallette contient :            1 boîtier accélérateur avec piles 284A            6 papiers toile émerie, 7,5 x 5 cm KCP163            1 pot polystyrène (226 g) KCP197            1 lime KCP168            6 spatules bois KCP209            15 boules de coton KCP217            2 petits flacons de liquide aluminium N IA            2 petits flacons de liquide cuivre NIC            2 petits flacons de liquide acier NIS            2 pots de Restoragel acier RAG100            2 pots de Restoragel aluminium RAG200            2 pots de Restoragel cuivre RAG300            1 flacon de solution surfacique métal RAG5003            1 flacon de solution surfacique aluminium RAG5004            1 paire de gants latex SF00771            1 pâte à modeler STM1003            3 tubes-pipettes (3 ml) 288DP            1 flacon d'acide neutralisant ACN2</p> <p>Dimensions : 44,4 x 26 x 22 cm - Poids : 5 kg</p>
284A	<p><b>Boîtier Accélérateur Electrolytique</b>            Léger, facile à transporter et à utiliser, il fonctionne sur piles, accélérant le remontage de numéros de série effectués avec acides liquides ou gels. Châssis aluminium peint.            Il est fourni avec :            1 sonde de 5 x 1,25 cm            1 sonde de 2,5 x 1,25 cm            1 cordon de connexion sondes avec pince crocodile</p> <p>Dimensions : 16,5 x 11 x 6,3 cm - Poids : 400 g.</p>
RAG100	Restoragel acier (30 ml)
RAG200	Restoragel aluminium (30 ml)
RAG300	Restoragel cuivre (30 ml)

Tel:01 39 13 59 85 - Fax:01 39 13 70 07 - [www.gbr-criminalistique.com](http://www.gbr-criminalistique.com)

**CATALOGUE GENERAL 2010**