


INFORMATION TECHNIQUE

VACCU BOX ELECTROSTATIQUE Model IW ou Model A

Réf. VACIW ou WACA



Conçu pour développer **les traces de marques d'écriture sur papier**, ou traces de pas sur papier récupérées sur la scène de crime.

Rend visible les traces invisibles !

Simple d'utilisation, n'endommage pas le document.

Reproduit les inscriptions du document, à l'origine non visibles.

Le traitement n'interfère pas avec l'examen des empreintes digitales.



Deux modèles :

Vacuum Box- Modèle IW **Traces d'écritures uniquement**

- Vacuum-box, 390 x 350 x 160 mm. Poids 10 kg
- Unité Corona
- Type IW film plastique pour écriture. Rlx 0,4 x100m
- Poudre de développement, 75g
- Pinceau
- Film adhésif , 24 feuilles 25 x 35
- Alimentation 240/120 Volt AC, 24 Volt DC

Vacuum Box - Modèle A **Traces de pas et d'écritures**

- Vacuum-box, 390 x 350 x 160 mm. Poids 10 kg
- Vacuum plateau (35 x 39 cm)
- Vacuum pompe
- Unité Corona
- Type SP film plastique. Rouleau 0,4 x 100 m.
- Poudre de développement, 75g
- Pinceau
- Film adhésif , 24 feuilles 25 x 35
- Alimentation 240/120 Volt AC, 24 Volt DC