

INFORMATION TECHNIQUE

Kit résidus de tir BlueView™

Réf. BV100



Pour la détection rapide et fiable de traces de nitrates trouvées dans la poudre de tir.

Lorsqu'une arme est utilisée, de la poudre est projetée sur le tireur et des résidus de tir sont déposés sur ses mains et vêtements.

Ce kit de terrain est facile d'utilisation et donne des résultats en quelques secondes :

- Appliquer le transfert spécial prélèvement sur les mains (intérieur et extérieur) et vêtements du suspect.
- Placer l'ampoule incluse au centre du transfert et remettre dans le sachet.
- Refermer le haut du sachet avec le clip et casser l'ampoule.
- Bien agiter.
- Si des particules de tir sont présentes, des tâches bleues vont apparaître en quelques secondes.

Contenu du kit :

10 - ampoules

10 - transferts de prélèvement de particules

1 - loupe