

Relevé d'empreinte sans ADN

Il est essentiel de préserver l'intégrité d'une scène de crime, c'est pourquoi il est important d'éliminer tout risque de contamination croisée possible par des objets ou outils utilisés pour la révélation et le prélèvement des empreintes.

Nous vous proposons une gamme de poudres, pinceaux et transfert sans ADN. Chaque produit a été traité par un processus d'exposition aux radiations UV et est certifié sans ADN.

Matériel prise d'empreinte sans ADN

Les poudres sont obtenues par micro-moulure pour assurer la qualité la plus pure. Elles s'utilisent sur surfaces non-poreuses. Les pinceaux et transfert sont scellés dans un emballage garantissant leur stérilité.



Référence	Désignation	Caractéristiques
DNA101L	Poudre conventionnelle noire, sans ADN	30 ml
DNA103L	Poudre conventionnelle noire, sans ADN	30 ml
DNASB201L	Poudre conventionnelle double contraste argent/noir, sans ADN	30 ml
DNA122L	Pinceau fibre de verre, sans ADN	L 16,5cm
DNA120LS	Pinceau poil d'écureuil, sans ADN	L 16cm
DNA144L2	Rouleau adhésif de transfert, sans ADN	5cm x 3m



Kit prise d'empreinte sans ADN

Ce kits est à usage unique. Il contiennent des composants de base pour révéler, prélever et préserver des empreintes digitales sur une scène de crime.

Le kit est livré dans une boîte en carton et contient un pinceau, une poudre double contraste, un rouleau de transfert, 15 cartes supports réversibles et un scellé adhésif « Evidence ».



Référence	Désignation	Dimensions
DNALP100	Kit sans ADN avec pinceau fibre de verre	19 x 14 x 7,6cm

Tel: 01 39 13 59 85 - Fax: 01 39 13 70 07 - www.gbr-criminalistique.com

CATALOGUE GENERAL 2021