

Matériels de prélèvement des indices

Les malles pour prélèvements biologiques

L'analyse de l'ADN, comme celle des empreintes digitales, permettra de lier ou d'éliminer des suspects d'un crime ou d'une scène de crime.

Les formes les plus fréquentes d'ADN trouvées sur la scène de crime sont : sang, sperme, cheveux, salive, cellules de peau, mucus, transpiration, urine, ongles, etc...

Indispensable pour la recherche biologique, idéale pour travailler sur le terrain, ces malles complètes permettent les prélèvements d'ADN utiles à l'enquête.



MPB100



DNA200

Références et caractéristique	
<p>MPB100 Elle contient 16 éléments :</p> <ul style="list-style-type: none"> 10 masques d'hygiène 3 plis H9992503 20 gants non poudrés 1 rouleau « scellé... » adhésif rouge 100m ALPHA05 1 rouleau « prélèvement... » adhésif jaune 100m ALPHA04 100 sachets cristal (78 x 53mm) ID1352 1 paire de ciseaux A7301210 10 bistouris stériles A7301105 1 gel bactéricide 100ml 0008 10 pipettes sérum physiologique 0014 10 pinces brucelles stériles A1257702 10 écouvillons stériles A1212835/10 10 cotons carrés CC200 10 enveloppes kraft A4 00221 10 enveloppe kraft A5 00231 10 sachets "scellé judiciaire" 25 x 35cm MINI40S/10 1 mallette PACE3 <p>Dim. 46 x 24 x 22.5cm</p>	<p>DNA200 Elle contient 21 éléments :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 boîte support SDR100 10 écouvillons KCP1601 3 paires de gants nitrile 5 petits sacs kraft EB001P1 20 boîtes pour écouvillons et une boîte support CC10941 1 bouteille d'eau distillée (30ml) DNA1009 2 pots plastiques pour prélèvements ECJ1 2 pots plastiques pour prélèvements ECJ2 2 pots plastiques pour prélèvements ECJ4 4 bistouris stériles KCP1381 10 étiquettes d'identification 1 paire de ciseaux KCP111 1 pince hémostatique HEMOS55 5 masques d'hygiène 3 plis KCP229 20 enveloppes blanches à sceller EE361 20 étiquette scellé produits dangereux EIL151 10 étiquettes adhésives KCP118 1 marqueur KCP283 2 piles AA 1 lampe stylo KCP115 1 carnet de note KCP287 <p>Dim. 46 x 33 x 23 cm Poids : 2,7 kg</p>

GBR CRIMINALISTIQUE

Les outils de base pour prélèvements

Référence	Désignation	Caractéristiques
A7301210	Ciseaux	Longueur 11 cm
GL002	Grattoir fin à lame rétractable acier inox	
GL012	Lame de rechange pour GL002	
A7301104	Manche de bistouri (acier inox)	Longueur 12,5 cm
A1409410	Lames stériles pour bistouri (par 100)	
A7301105	Scalpel stérile (10)	
A7301217	Pince brucelles bouts pointus, en acier inox	Longueur 11 cm
A7301218	Pince brucelles bouts arrondis	Longueur 14 cm
A1257702	Pince brucelles à usage unique. Emballée sous sachet stérile	Longueur 12,5 cm Conditionnés par 10
A1257702/ B	Pince brucelles à usage unique. Emballée sous sachet stérile	Longueur 12,5 cm Conditionnés par 35
A7342201	Pince brucelles de mériam, à courbe et bouts pointus acier inox	Longueur 15 cm
A1212835	Ecouvillons stériles dans un tube de protection individuel	Conditionnés par 50
A1212835/B	Ecouvillons stériles dans un tube de protection individuel	Conditionnés par 100
CP100	Ecouvillons stériles avec capuchons aérés	Conditionnés par 100
0025	Coupe ongle	
0015	Cure dent en bois (100)	Emballage individuel



Nouveau conditionnement



Nouveau conditionnement



L'aspirateur de micro-particules

Référence	Désignation	Caractéristiques
620REK220	Aspirateur rechargeable Portatif et compact, il est peu encombrant et léger. Il est équipé de batteries rechargeables (sur 220V) et s'utilise sur des scènes de crime. Pour éviter toute contamination il faut changer le filtre scellé à chaque utilisation. Il est livré avec 2 filtres, emballés séparément. Une fois l'aspiration terminée, il est conseillé de positionner le filtre dans un sac plastique ou papier pour le transport jusqu'au laboratoire d'analyses. L'aspirateur est vendu dans une mallette de transport en copolymère.	Dimensions : 48,3 x 29,2 x 26,7 cm Poids : 3,4kg
619E1	Filtre scellé à usage unique pour 620REK220	Vendu à l'unité



Tel: +33(0)139135985 / +33(0)139135982 - www.gbr-criminalistique.com

CATALOGUE GENERAL 2024